

MARSDEN



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BAS-250

Předtím než začnete používat váhu
si přečtěte pokyny v tomto
uživatelském manuálu



Obsah

Úvod	3
Specifikace produktu	3
Bezpečnostní instrukce	4
Použití	5



Děkujeme vám za zakoupení profesionální dětské váhy Marsden. Jedná se o přesný vážicí přístroj, jeho ohleduplným používáním dosáhnete mnoha let přesného vážení.

Váha má maximální nosnost 25 kg, která nesmí být překročena.

Politikou společnosti Marsden je neustálý vývoj, a proto si vyhrazujeme právo na změnu specifikace produktu bez upozornění.

Specifikace produktu

Model	BAS-250
Třída přesnosti	N/A
Kapacita/Divize	25 kg x 10 g
Váha zařízení	Přibližně 2 kg
Jednotky měření	Kg/lb
Funkční klávesy	ON/OFF/TARE, HOLD, UNIT
Doba stabilizace	1-2 sekundy
Provozní teplota	0 až 40°C
Zdroj napájení	2 x AA baterie
Rozměry	Rozměr 630 mm x 400 mm

Schválené dětské váhy třídy III najdete na www.marsden-weighing.co.uk/medical-scales/baby-scales.html.

Bezpečnostní instrukce

Před uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte informace uvedené v této uživatelské příručce. Příručka obsahuje důležité pokyny pro správnou instalaci, používání a údržbu zařízení.

Marsden/výrobce neručí za škody vzniklé nedodržením následujících pokynů:

- Při používání elektrických součástí dbejte se zvýšenou pozorností na bezpečnostní požadavky a vždy dodržujte příslušné předpisy.
- Nesprávná instalace/použití způsobí neplatnost záruky.
- Ujistěte se, že napětí vyznačené na napájecí jednotce odpovídá vašemu síťovému zdroji.
- Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru.
- Dodržujte okolní teploty pro použití stanovené výrobcem.
- Zařízení splňuje požadavky na elektromagnetickou schopnost dle v platných norem. Nepřekračujte maximální hodnoty uvedené v této příručce.
- Baterie by měly být uchovávány mimo dosah malých dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Máte-li nějaké problémy, kontaktujte společnost Marsden / místního prodejce / servisního partnera.

Čištění

- Při čištění váhy doporučujeme používat ubrousky na bázi alkoholu nebo podobné látky.
- Při čištění váhy nepoužívejte velké množství vody, mohlo by dojít k poškození vnitřní elektroinstalace. Vyvarujte se prosím používání žíravých kapalin nebo vysokotlakých čističů.

Údržba

- Váha nevyžaduje žádnou běžnou údržbu. Doporučujeme však v pravidelných intervalech kontrolovat přesnost váhy. Informace týkající se servisních smluv Marsden získáte na čísle 01709 364296.
- Pokud se vyskytnou nějaké nepřesnosti, kontaktujte prosím společnost Marsden / místního prodejce / servisního partnera.

Likvidace váhy

- S tímto výrobkem by nemělo být zacházeno jako s běžným domovním odpadem, ale je třeba jej odevzdat do recyklačního střediska elektrických/elektronických zařízení.
- Další podrobnosti získáte od místního zastupitelstva nebo vaší společnosti pro likvidaci

komunálního odpadu. Upozornění: Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační.

Použití

Zapnutí váhy



Stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE a na displeji se zobrazí nula.

Vypnutí váhy



Když je váha zapnutá, stiskněte tlačítko ON/OFF/TARE. Váha se nyní vypne.

Nastavení váhy na nulu



Pokud z jakéhokoli důvodu váha ukazuje jinou hodnotu než nulu a na váze není nic, lze ji resetovat.

Stiskněte jednou tlačítko ON/OFF.



Funkce Hold



Chcete-li získat stabilní údaje o hmotnosti, když je dítě na váze, stiskněte jednou tlačítko HOLD.



Po několika sekundách se váha zafixuje na váze dítěte. Váha zůstane zobrazená na displeji, i když dítě sundáte z váhy.



Stisknutím ON/OFF/TARE vrátíte váhu na nulu.

Přepínání mezi jednotkami kg a lb



Chcete-li přepnout jednotky váhy mezi kg a lb, stiskněte tlačítko UNIT. Jednotky se zobrazí na pravé straně displeje.

Funkce Tare



Pokud potřebujete odstranit váhu předmětu z displeje, například dětskou deku, přidejte předmět na váhu.



Stiskněte jednou ON/OFF/TARE.



The logo for Medicton Group, featuring the word 'medicton' in a blue sans-serif font with a yellow and red graphic element to the left, and the word 'GROUP' in a smaller blue font below it.

Položte dítě na váhu pouze pro přesné zvažení dítěte.

The logo for Medicton Group, featuring the word 'medicton' in a blue sans-serif font with a yellow and red graphic element to the left, and the word 'GROUP' in a smaller blue font below it.

The logo for Medicton Group, featuring the word 'medicton' in a blue sans-serif font with a yellow and red graphic element to the left, and the word 'GROUP' in a smaller blue font below it.



Accuracy Assured



Tel: 01709 364296 / 0800 169 2775

Fax: 01709 364293

E-mail: sales@marsdengroup.co.uk



Výroba a distribuce:

Unit 7, Centurion Business Park,

Coggin Mill Way,

Rotherham,

S60 1FB

Hlavní kancelář:

Unit 1, Genesis Business Park,

Sheffield Road,

Rotherham

S60 1DX

www.marsden-weighing.co.uk

